

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 Para Wb, Elisa - Q61475

Número de artículo: CM0005567

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD55 de ratón validado para WB y ELISA. Reconoce el CD55 (DAF) de ratón, un inhibidor del complemento anclado a GPI que protege a las células del daño del complemento. Adecuado para inmunodetección en muestras de ratón. Respaldo por el abastecimiento integral de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CD55
Observaciones/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-361 del CD55 de ratón (NP_034146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61475
Peso Proteico	42KDa
Envío	Bolsas de hielo