


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número de artículo: CM0006851



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD59 humano validado para Western blot y ELISA. Se dirige al inhibidor del complejo de ataque de membrana del complemento, la glicoproteína CD59, adecuado para investigación del complemento y ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD59 Rabbit mAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GenelD (humano)     | 966                                                                                                                                    |
| GenelD              | 966                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 26-126 del CD59 humano. (NP_000602.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS               | P13987                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 14 kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |