

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Elisa - P16109

Número de artículo: CM0015517



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-CD62P/P-selectina humana de CamelBio se dirige al dominio extracelular (aa 220-319). Adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con la P-selectina humana y de ratón (91 kDa). Apoya la investigación sobre la inflamación, la trombosis y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD62P/P-selectina
Observaciones/alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Especie	Humana
GeneID (humano)	6403
GeneID	6403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-319 de la CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P16109
Peso molecular de la proteína	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo