

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Número de artículo: CM0004185

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD68 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce la macrosialina humana (37kDa), un marcador de macrófagos implicado en la fagocitosis y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro              | Valor                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto    | CD68 Rabbit mAb                                                                           |
| Observaciones/Alias se | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                                |
| Especie                | Humano                                                                                    |
| GenelD (Humano)        | 968                                                                                       |
| GenelD                 | 968                                                                                       |
| Inmunógeno             | Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 del CD68 humano (NP_001242.2) |
| Fuente                 | Conejo                                                                                    |
| Categoría              | Anticuerpos Monoclonales                                                                  |
| Aplicación             | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                    |
| Reactividad Cruzada    | Humano                                                                                    |
| SWISS                  | P34810                                                                                    |
| Peso Proteico          | 37kDa                                                                                     |
| Envío                  | Bolsa de hielo                                                                            |