

Anti-Cd69 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q07108

Número de artículo: CM0012798



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD69 humano (AIM, EA1, CLEC2C) para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de activación de células T y homeostasis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD69 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-199 del CD69 humano (NP_001772.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07108
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo