

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09564

Número de artículo: CM0008813

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD7 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. CD7 es una glicoproteína transmembrana de células T y NK implicada en la inmunidad adaptativa; ideal para investigación inmunológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	924
ID de Gen	924
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 141-240 del CD7 humano (P09564).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo