


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd81 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

Número de artículo: CM0025985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CD81 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. CD81 es una tetraspanina involucrada en la señalización de células B, la entrada del VHC y la formación de la sinapsis inmune. Ideal para investigación en inmunología, enfermedades infecciosas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD81 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	975
ID de Gen	975
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-199 del CD81 humano (NP_004347.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo