

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd8B Para Wb, Elisa - P10966

Número de artículo: CM0029451

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD8B (CD8beta) humano. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Reconoce la cadena beta de la glicoproteína de superficie de las células T CD8, esencial para la interacción con el MHC de clase I y la activación de CTL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD8B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
Especie	Humano
GenID (Humano)	926
GenID	926
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 de CD8B humano (NP_757362.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10966
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo