

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04216

Número de artículo: CM0002795

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD90/Thy1 (UniProt P04216) para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta la glicoproteína de membrana Thy-1 humana y de rata involucrada en las interacciones célula-célula y la sinaptogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD90/Thy1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7070
ID del gen	7070
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CD90/Thy1 humano (P04216)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04216
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo