


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd99 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P14209

Número de artículo: CM0010785



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD99 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reacciona con el antígeno CD99 humano (MIC2, HBA71) implicado en la adhesión de células T. GeneID: 4267, SWISS: P14209.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD99
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4267
GeneID	4267
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24 123 del CD99 humano (NP_002405.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Proteico	16-19kDa
Envío	Bolsa de hielo