


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujx2

Número de artículo: CM0017187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC23 (APC8) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre ciclo celular y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDC23 Rabbit pAb
Notas / Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8697
GeneID	8697
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de CDC23 humano (NP_004652.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJX2
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo