

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdc42Ep1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Número de artículo: CM0002799

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDC42EP1 humano (BORG5/MSE55), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto de actina y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDC42EP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	11135
GeneID	11135
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 292-391 del CDC42EP1 humano (Q00587).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00587
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo