

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdh11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Número de artículo: CM0013118

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDH11 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano y ratón. Dirigido a la cadherina-11, una proteína de adhesión celular involucrada en el ensamblaje de adhesiones focales y la migración, relevante para la investigación ósea y cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CDH11
Observaciones/Alias	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-400 de la CDH11 humana (NP_001788.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55287
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo