


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdh3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22223

Número de artículo: CM0017908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDH3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. La cadherina-3 (cadherina P) es una proteína de adhesión celular dependiente de calcio; ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CDH3
Abreviaturas/Alias	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1001
GeneID	1001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-350 de la CDH3 humana (NP_001784.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22223
Peso molecular de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo