

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwu1

Número de artículo: CM0023741

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la CDK19 humana, un componente quinasa del complejo Mediator implicado en la regulación transcripcional. Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en transcripción y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CDK19
Observaciones/Alias	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23097
ID del Gen	23097
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de la CDK19 humana (XP_005266928.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BWU1
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo