


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk2Ap1 Para Wb, Elisa - O14519

Número de artículo: CM0020379



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra CDK2AP1 validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la CDK2AP1 humana (DOC-1), un inhibidor de CDK2 y componente del complejo de remodelación de la cromatina NuRD. Ideal para investigación en cáncer y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK2AP1
Observaciones/Alias	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	8099
ID de gen	8099
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de la CDK2AP1 humana (NP_004633.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14519
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo