


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk5Rap2 Para Wb, Elisa - Q96Sn8

Número de artículo: CM0016405



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDK5RAP2 (Cep215) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas; 215 kDa. Para estudios sobre la regulación de los centríolos y la orientación del huso.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del producto	CDK5RAP2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	55755
GeneID	55755
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1744-1893 de CDK5RAP2 humana (NP_060719.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96SN8
Peso molecular	215 kDa
Envío	Bolsa de hielo