

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdx1 Para Wb, Elisa - P47902

Número de artículo: CM0012710



Introducción

Anticuerpo monoclonal Cdx1 validado para WB y ELISA. Reconoce el Cdx1 humano (28kDa), un factor de transcripción implicado en el cáncer colorrectal y la diferenciación intestinal. Ideal para la investigación del cáncer y estudios epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cdx1 Rabbit mAb
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1044
GeneID	1044
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Cdx1 humano (P47902).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P47902
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo