


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ceacam6 Para Wb, Elisa - P40199

Número de artículo: CM0003990



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CEACAM6 (CD66c) humana para WB y ELISA. El inmunógeno recombinante (aa 35-320) se dirige a esta proteína de adhesión celular de 37kDa implicada en la progresión tumoral y las interacciones neutrófilas. Swiss-Prot: P40199.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEACAM6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Especie	Humana
ID del Gen	4680 (Humana)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 35-320 de CEACAM6 humana (NP_002474.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P40199
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo