


Anticuerpo Policlonal Anti-C/Ebp α Para Wb, Elisa - P49715

Número de artículo: CM0023518



Introducción

Anticuerpo policlonal específico de conejo contra C/EBP α (CEBPA), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la diferenciación mieloide, la adipogénesis y la función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo C/EBP α
Observaciones/Alias	CEBP; C/EBP-alfa; C/EBP α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1050
GeneID	1050
Inmunógeno	péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de C/EBP α humano (NP_004355.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49715
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo