


Anticuerpo Policlonal Anti-Cenpc Para Wb Y Elisa - Q03188

Número de artículo: CM0025660



Introducción

Anticuerpo Policlonal CENPC validado para WB y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación sobre ensamblaje del cinetocoro, progresión mitótica y segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo CENPC
Observaciones/Alias	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	1060
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CENPC humano (NP_001803.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03188
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo