

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cerk Para Wb, Elisa - Q8Tct0

Número de artículo: CM0019109

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ceramida quinasa (CERK) humana, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar las vías de señalización de ceramida-1-fosfato.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CERK Rabbit pAb                                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                          |
| ID de Gen (Humano)  | 64781                                                                                                                                                           |
| ID de Gen           | 64781                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400 hasta el extremo C-terminal de CERK humana (NP_073603.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q8TCT0                                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                  |