


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ceruloplasmina Para If-P, Elisa - P00450

Número de artículo: CM0014311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Ceruloplasmina humana, adecuado para IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios sobre metabolismo del hierro y actividad ferroxidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ceruloplasmina Conejo pAb
Observaciones/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1356
ID del Gen	1356
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 680-790 de la Ceruloplasmina humana (NP_000087.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00450
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo