

Anticuerpo Policlonales Anti-Ces2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000748

Número de artículo: CM0016362

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CES2 humana (Cocaína esterasa, 000748). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de metabolismo farmacológico y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CES2 Rabbit pAb
Notas / Alias	ICE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8824
GeneID	8824
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 310-410 de CES2 humana (NP_003860.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	000748
Peso Molecular	62kDa
Envío	Bolsa de hielo