

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfd Para Wb, Elisa - P00746

Número de artículo: CM0027608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CFD humano (Adipsina, Factor D del Complemento). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la vía alternativa del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFD Conejo pAb
Observaciones/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Especie	Humano
GeneID (humano)	1675
GeneID	1675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-253 del CFD humano (NP_001919.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00746
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo