

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfdp1 Para Wb Y Elisa - Q9Uee9

Número de artículo: CM0026049

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CFDP1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína estabilizadora de heterocromatina involucrada en la estabilidad centromérica y el desarrollo craneofacial. Ideal para la investigación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CFDP1
Observaciones/Alias	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Especie	Humano
GeneID	10428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-299 de CFDP1 humano (NP_006315.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UEE9
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo