

Anticuerpo Policlonal Anti-Cfhr3 Para Wb, If-P, Elisa - Q02985

Número de artículo: CM0026741

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-CFHR3 está validado para Western blot, IF-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del complemento y el síndrome hemolítico urémico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CFHR3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10878
GeneID	10878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-200 del CFHR3 humano (NP_066303.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02985
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo