

Anticuerpo Policlonal Anti-Cgrrf1 Para Wb, Elisa - Q99675

Número de artículo: CM0019004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana CGRRF1 (CGR19/RNF197), validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para estudios de regulación del crecimiento celular y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGRRF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGR19; RNF197; CGRRF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10668
ID del Gen	10668
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-170 de la proteína humana CGRRF1 (NP_006559.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99675
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo