

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chchd1 Para Wb Y Elisa - Q96Bp2

Número de artículo: CM0022702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CHCHD1 (proteína ribosomal mitocondrial mS37), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra humano y ratón. Adecuado para investigación de proteínas mitocondriales y ribosomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHCHD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	118487
GeneID	118487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de CHCHD1 humano (NP_976043.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96BP2
Peso molecular de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo