

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Número de artículo: CM0019288

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHDH humano (colina deshidrogenasa, mitocondrial). Validado para WB, IHC-P y ELISA, y detecta especies humana, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de la colina, la autofagia mitocondrial y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHDH pAb de conejo
Observaciones/alias	CHDH
Especie	Humana
GeneID (humano)	55349
GeneID	55349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-594 de CHDH humano (NP_060867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q8NE62
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo