

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chit1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

Número de artículo: CM0019591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHIT1 humano (Chitotriosidasa-1), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación del metabolismo de la quitina y la defensa inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHIT1 Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1118
GeneID	1118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 217-466 de CHIT1 humano (NP_003456.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13231
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo