

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chm Para Wb, Elisa - P24386

Número de artículo: CM0009168

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CHM para Western blot y ELISA. Detecta la proteína 1 de acompañamiento de Rab humana (REP-1), esencial para la prenilación de proteínas Rab. Adecuado para análisis de proteínas citosólicas. - P24386

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1121
ID del gen	1121
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de CHM humano (P24386)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P24386
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo