

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chodl Para Wb, Elisa - Q9H9P2

Número de artículo: CM0020876

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHODL humano (condrolectina) para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta isoformas de ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el crecimiento de neuritas, la guía axonal y el desarrollo del sistema nervioso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHODL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140578
GeneID	140578
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-210 del CHODL humano (NP_001191103.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H9P2
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo