


Anticuerpo Policlonal Anti-Chpt1 Para Wb, Elisa - Q8Wud6

Número de artículo: CM0021104



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHPT1 humano, validado para WB y ELISA. La colinafosfotransferasa 1 cataliza el paso final de la síntesis de fosfatidilcolina, crucial para la biogénesis de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHPT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CPT, CPT1, CHPT1
Especie	Humano
ID del Gen	56994
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CHPT1 humano (NP_064629.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUD6
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo