

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrfam7A Para Wb, Elisa - Q494W8

Número de artículo: CM0014776

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína de fusión humana CHRFAM7A. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia sobre la expresión de proteínas de membrana en el hipocampo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Especie	Humano
ID de Gen	89832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de CHRFAM7A humana (NP_647536.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q494W8
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo