

## Anticuerpo Policlonico Anti-Chrm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P11229

Número de artículo: CM0022849



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CHRM1 dirigido al receptor muscarínico de acetilcolina M1 (P11229). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de GPCR y neurociencia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción              |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | CHRM1 Rabbit pAb         |
| Notas/Alias         | M1, HM1, M1R, CHRM1      |
| Especie             | Humano                   |
| GenelD (Humano)     | 1128                     |
| GenelD              | 1128                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético        |
| Origen              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | P11229                   |
| Peso Proteico       | 51kDa                    |
| Envío               | Bolsa de hielo           |