

Anticuerpo Policlonado Anti-Chrng Para Wb, Elisa - P07510

Número de artículo: CM0028088

Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad dirigido contra la subunidad gamma del receptor de acetilcolina humana (CHRNA3). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación en canales iónicos y uniones neuromusculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRNA3 Rabbit pAb
Notas/Alias	CHRNA3; CHRNA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1146
GeneID	1146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 328-517 de la CHRNA3 humana (NP_005190.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07510
Peso Molecular	58kDa
Envío	Bolsa de hielo