

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chtf18 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wvb6

Número de artículo: CM0024489



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHTF18 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce CHTF18 humano y de rata, un factor de cohesión cromosómica. Ideal para estudios del ciclo celular y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHTF18 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18
Especie	Humano
GeneID (humano)	63922
GeneID	63922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 794-975 de CHTF18 humano (NP_071375.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8WVB6
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo