

Anticuerpo Policlonal Anti-Cingulin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2M7

Número de artículo: CM0021864

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cingulina humana (CGN). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para la biología de uniones estrechas y la investigación de barreras epiteliales. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGN Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CGN; cingulina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57530
ID de Gen	57530
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 904-1203 de la CGN humana (NP_065821.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2M7
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo