


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ck14 Para Wb, If, Elisa - P02533

Número de artículo: CM0023593



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo CK14 está validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA, con reactividad para CK14 humano, de ratón y de rata. Adecuado para aplicaciones de investigación en biología epitelial y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CK14
Observaciones/Alias	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; queratina 14
Especie	Humano
GeneID	3861
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 372-472 de la CK14 humana (NP_000517.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02533
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo