

Anticuerpo Policlonal Anti-Claudina 6 Para Wb Y Elisa - P56747

Número de artículo: CM0021016

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Claudina 6 humana (CLDN6), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de las uniones estrechas y de la entrada del VHC en células hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Claudina 6
Observaciones/Alias	CLDN6
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9074
ID del gen	9074
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 121-220 de la Claudina 6 humana (NP_067018.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P56747
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo