

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clnd1 Para Wb, Elisa - Q9Ny35

Número de artículo: CM0025632

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana CLDND1, una proteína de unión estrecha que regula la permeabilidad de moléculas pequeñas. Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLDND1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56650
GeneID	56650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-138 de la CLDND1 humana (Q9NY35).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NY35
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo