

Anticuerpo Policlonal Anti-Cnn3 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15417

Número de artículo: CM0024631

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CNN3 humana (Calponina-3), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CNN3 humana, de ratón y de rata (~36 kDa). Ideal para investigación de contracción del músculo liso y unión a actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-CNN3
Observaciones/Alias	CNN3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1266
ID del Gen	1266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-329 de la CNN3 humana (NP_001830.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15417
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo