


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cntf Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Número de artículo: CM0023835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CNTF validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta CNTF en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de supervivencia neuronal, diferenciación y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNTF Conejo pAb
Observaciones/Alias	HCNTF; CNTF
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1270
ID del Gen	1270
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-74 del CNTF humano (NP_000605.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26441
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo