

Anticuerpo Policlonal Anti-Cog3 Para Wb, Elisa - Q96Jb2

Número de artículo: CM0021386

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COG3 humano (SEC34), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudios de transporte del aparato de Golgi. 94 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-COG3
Observaciones/Alias	SEC34; COG3
Especie	Humano
ID de Gen	83548 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del COG3 humano (NP_113619.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96JB2
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo