


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cog4 Para Wb Y Elisa - Q9H9E3

Número de artículo: CM0014176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COG4 humano, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función del aparato de Golgi, el ensamblaje de SNARE-pin y el transporte retrógrado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-COG4
Observaciones/alias	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	25839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-410 de COG4 humano (NP_056201.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9H9E3
Peso molecular de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo