

Anticuerpo Policlonal Anti-Col9A1 Para Wb Y Elisa - P20849

Número de artículo: CM0029357



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL9A1 humano, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a rata. Apto para investigación de matriz extracelular de cartílago y vítreo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo COL9A1
Observaciones/Alias	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Especie	Humano
ID del Gen	1297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-270 de COL9A1 humano (NP_001842.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P20849
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo