


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Colec11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

Número de artículo: CM0029650



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo COLEC11 adecuado para aplicaciones WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la colectina-11, una lectina involucrada en la inmunidad innata, la apoptosis y la embriogénesis. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COLEC11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	78989
ID de Gen	78989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-271 de COLEC11 humano (NP_076932.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BWP8
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo