

Anticuerpo Monoclonal Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Número de artículo: CM0006551



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al Colágeno I/COL1A2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de la matriz extracelular, tendones, ligamentos y biología ósea. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Colágeno I/COL1A2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1278
GenelD	1278
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08123
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo