

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Número de artículo: CM0027501



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el Colágeno I/COL1A2 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la biología del colágeno, la matriz extracelular y la mineralización ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-Colágeno I/COL1A2
Observaciones/Alias	OI4; EDSVCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1278
GeneID	1278
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 501-600 del Colágeno I/COL1A2 humano (NP_000080.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08123
Peso Proteico	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo